

Skrócona instrukcja obsługi

HairMax LaserBand41 jest bardzo skutecznym urządzeniem w przypadku prawidłowego stosowania. Jest produkowany przy użyciu precyzyjnych komponentów, które pozwalają na 10-15 lat z normalnego użytkowania. Proszę poświęcić czas, aby przeczytać instrukcję użytkowania przed uruchomieniem LaserBand.

LaserBand 41 model

LaserBand 41 należy używać nie mniej niż 3 minuty, 3 razy w tygodniu, najlepiej co drugi dzień np. poniedziałek, środa, piątek.

Dla maksymalnych korzyści:

- skóra głowy powinna być świeżo umyta (włosy mogą być mokre, suche lub wilgotne)
- LaserBand należy używać przed nałożeniem produktów do stylizacji (mogą utrudniać przepływ światła lasera)
- regularnie czyścić okna lasera wilgotną ściereczką. Nie używać silnych detergentów czyszczących na żadną części LaserBand.

Opcje ładowania

Ładuj LaserBand na 5-6 godzin przed użyciem. Przed ładowaniem HairMax LaserBand41, upewnij się, że jest wyłączony.

OPCJA 1 Podłącz przewód zasilający do podstawki ładującej, a drugi koniec do gniazdka elektrycznego (rysunek A). Umieść opaskę HairMax na podstawce ładującej.

OPCJA 2 Umieść przewód zasilający bezpośrednio do gniazda ładowania na dole po prawej stronie LaserBand, a drugi koniec do gniazdka elektrycznego (rysunek B).

Lampka kontrolna w przycisku zasilania miga na niebiesko podczas procesu ładowania. Ciągłe niebieskie światło wskazuje, iż twój LaserBand jest w pełni naładowany (rysunek C).

Nie używaj opaski LaserBand podczas ładowania.

Przed rozpoczęciem leczenia należy przetestować LaserBand na czułość (rysunek D). Więcej informacji na stronie 5 instrukcja użytkownika.

Metoda Leczenia

Twój HairMax może być wykorzystany w 6 miejscach na skórze głowy. Pozostaw Laserband w jednym miejscu przez minimum 30 sekund, a po ich upływie usłyszysz sygnał wibracji, aby przenieść go do następnej pozycji.

Włącz HairMax poprzez naciśnięcie przycisku zasilania (rysunek E). Następnie umieść LaserBand na swojej przedniej linii włosów. Jest to pozycja 1. Kiedy poczujesz wibracje, przesun go do tyłu około 2 cale (5cm) do pozycji 2. Pozostaw go w pozycji 2, aż znów poczujesz wibrację. Powtórz ten proces dla wszystkich sześciu miejsc na skórze głowy. Całe leczenie powinno trwać nie mniej niż 3 minuty.

Po leczeniu, wyłącz LaserBand poprzez przycisnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania, aż wskaźnik światła zgaśnie (rysunek E). Zdejmij LaserBand z głowy i podłącz do ładowania na kolejny użytek.

Laser Light - Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami

Uwaga:

- Czas wymagany na leczenie przy użyciu HairMax LaserBand jest minimum 3 minuty.
- LaserBand wyłączy się automatycznie po 12 minutach.
- LaserBand posiada zaawansowane układy elektroniczne aby zapewnić, że urządzenie działa prawidłowo. Jeśli z jakiegoś powodu występują problemy z urządzeniem, przed wysłaniem go do nas do naprawy, należy zapoznać się z sekcją rozwiązywania problemów w instrukcji obsługi na stronie 14.
- Dla dalszej pomocy należy skontaktować się z HairMax serwisem obsługi klienta pod numerami podanymi poniżej.

Kontakt
Lexington International, LLC
777 Yamato Road, Suite 105
Boca Raton, Florida 33431 USA

United States 1-866-527-3726
United Kingdom 0808-134-9868
Australia 1-800-937-358

Obsługa klienta - naprawy gwarancyjne
Lexington intl., LLC
1040 Holland Drive, Suite 1
Boca Raton, Florida 33487 USA

Rejestracja
Potwierdzenie gwarancji online
www.hairmax.com/warranty

Bezpośrednia linia +1-561-417-0200
Bezpłatny numer 1-866-527-3726
Poniedziałek-Piątek 9.00-17.00

Przeznaczeniem LaserBand41 jest leczenie łysienia androgenowego i promowanie wzrostu włosów u mężczyzn, których w Klasyfikacji Norwood-Hamilton określono jako typ od Iia do V, a także u kobiet według skali łysienia Ludwig (Savin) stwierdzono stopień łysienia I-4, II-2 lub występuje u nich łysienie okolicy czołowej z fototypem skóry od I do IV w klasyfikacji Fitzpatricka.