

# TECHNOLOGIA LLLT

## PRZECIWKO UTRACIE I PRZERZEDZENIU WŁOSÓW

TERAPIA CZERWONYM, ZIMNYM ŚWIATŁEM LASERA Z WYKORZYSTANIEM LOW LEVEL LASER THERAPY W OSTATNICH LATACH ZDOBYWA CORAZ WIĘKSZĄ POPULARNOŚĆ W RÓŻNYCH OBSZARACH MEDYCYNY.

NAŚWIETLANIA LASEREM POMAGAJĄ W LECZENIU WIELU SCHORZEŃ (NIE TYLKO DERMATOLOGICZNYCH, ALE TAKŻE NP. NEUROLOGICZNYCH), PRZYSPIESZAJĄ RÓWNIEŻ GOJENIE SIĘ RAN.

### Wskazania do zastosowania terapii światłem lasera z wykorzystaniem technologii LLLT

Urządzenia HairMax służą do leczenia utraty włosów każdego rodzaju, głównie łysienia androgenowego i promowanie wzrostu włosów u mężczyzn, których w Klasyfikacji Norwood-Hamilton określono jako typ od IIa do V, a także u kobiet, u których według skali łysienia Ludwig (Savin) stwierdzono stopień łysienia włosów I-4, II-1, II-2, lub występuje u nich łysienie okolicy czołowej z fototypem skóry od I do IV w klasyfikacji Fitzpatricka.

Takie pobudzenie energią lasera

- może stymulować wzrost włosów poprzez podwyższenie poziomu energii komórkowej za pomocą zwiększonej produkcji ATP,
- wzmacnia przepływ krwi do mieszków włosowych,
- zwiększa wprowadzaną ilość tlenu i substancji odżywczych,
- działa antyoksydacyjnie,
- przyspiesza usuwanie takich niekorzystnych substancji jak DHT.

Terapia światłem lasera HairMax wspiera przywrócenie naturalnego cyklu wzrostu włosów, co powoduje wzrost nowych włosów, które są gęstsze, grubsze i pełne życia.

### Wyniki po zastosowaniu terapii urządzeniem Hairmax

Pierwsze efekty mogą być widoczne od 8 do 12 tygodni. Aby uzyskać jak najlepsze efekty, urządzenia należy używać co drugi dzień czyli 3-4 razy w tygodniu, najlepiej tak długo jak to możliwe. Stosując urządzenia regularnie już po 8 tygodniach możemy zaobserwować szybszy wzrost włosów, które rosną grubsze i dobrze odżywione. Włosy przestają nadmiernie wypadać, a w miejscu tych, które wypadły pojawiają się nowe, zdrowe włosy.

Uczestnicy badań klinicznych zauważyli, że laser:

- Ogranicza łojotok
- Hamuje wypadanie włosów
- Zwiększa gęstość i grubość
- Ożywia zniszczone włosy
- Odwraca proces miniaturyzacji włosów

Uczestnicy badań z siwymi włosami również zauważyli, że zaczęła wyrastać mniejsza ilość siwych włosów.

Stosując urządzenia HairMax, nie zanotowano niekorzystnych skutków ubocznych. Dodatkowo jest to leczenie bez środków farmakologicznych. W celu uzyskania trwałego, zadawalającego efektu, urządzenia należy



używać jak najdłużej. W przeciwnym razie włosy, które urosły, wypadną w swoim czasie zgodnie z fazami wzrostu włosów.

### Przeciwwskazania do zastosowania terapii światłem lasera z wykorzystaniem technologii LLLT:

- ciąża, karmienie piersią oraz zażywanie leków fotouczulających
- wiek poniżej 18 lat, bez konsultacji z lekarzem ponieważ nie było przeprowadzonych badań klinicznych na tej grupie osób.
- Skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi

Aprobata FDA

Rekomendowany przez lekarzy i trychologów  
Gwarancja satysfakcji

### Przetestowaliśmy/ polecamy!

Stwierdzono przewlekłe łysienie telogenowe. Terapia laserem Hair Max trwała 3 miesiące, zabieg co drugi dzień, w 3 pozycjach na głowie.

Jednocześnie stosowano wcierki. Oraz szczotkowanie dwa razy dziennie.

Zaobserwowano wyraźnie zmniejszenie wypadania włosów, bardzo dużo włosów odrastało.

Włosy przestały się puszyć, ich wygląd był zdrowszy niż przed zastosowaniem lasera.



Urządzenia można używać również profilaktycznie – prewencyjnie, w celu poprawy kondycji i zagęszczenia włosów. HairMax wspiera przywrócenie naturalnego cyklu wzrostu włosów, co powoduje wzrost nowych włosów, które są gęstsze, grubsze i pełne życia.

### Zasada działania technologii LLLT w urządzeniach Hairmax

Urządzenia HairMax działają na zasadzie fotobiostymulacji laserowej. Zapewniają dostarczenie delikatnego i odżywczego światła lasera do mieszków włosowych, co może stymulować uwalnianie energii i tworzyć zdrowe warunki dla wzrostu włosów.

## Pierwszy w Polsce raport RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG TRYCHOLOGICZNYCH W POLSCE 2020

### Zawartość raportu:

- Typy salonów na polskim rynku
- Rodzaje procedur zabiegowych
- Badania diagnostyczne
- Zabiegi terapeutyczne
- Niechirurgiczne uzupełnianie włosów
- Transplantacja włosów
- Pakiety usług i ceny
- Marki kosmetyczne w salonach trychologicznych
- Odsprzedaż kosmetyków i suplementów
- Usługi on-line
- Rynek szkoleń
- Trendy na rynku usług i produktów trychologicznych

Raport dostępny w sprzedaży od czerwca 2020 r.

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 601 620 455, E.CESARZ@ESTETICAPOLSKA.PL

najwspanialsza.pl

SŁOŃCA BEZ KOŃCA!

Misterium dźwięku,  
chilloutu i relaksu



POWITAJ DZIEŃ Z MUZYKĄ  
DLA POZYTYWNEGO  
NASTAWIENIA DO ŻYCIA!

- Muzyka **zwolniona z opłat** za publiczne odtwarzanie!
- **LICENCJA** w cenie zakupionej muzyki.
- Szeroki wybór **gatunków**: chillout, ambient, oriental music, light music, relaxation, soul, techno, smooth jazz...
- Warto **zainwestować** w muzykę zwolnioną z opłat z licencją bezterminową!
- **Zadbaj o nastrój** w gabinecie kosmetycznym i salonie fryzjerskim!

Salon kosmetyczny i fryzjerski  
pełen **dźwięków!**



PORTAL Z MUZYKĄ ZWOLNIONĄ Z OPŁAT

Dariusz Idkowiak ☎ 603-695-454

✉ sklep@najwspanialsza.pl

📱 dariusz.idkowiak 🏠 najwspanialsza.pl